



Be Right™



Test-Kit, Chlor (freies und Gesamtchlor), Modell CN-80

Artikel-Nr.:

2129000-EU

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt



Die Test-Kit-Methode mit Farbscheiben ist einfach, kostengünstig und eine genaue visuelle Methode.

Die Test-Kit-Methode mit Farbscheiben ist einfach, kostengünstig und eine genaue visuelle Methode

Schnelle Ergebnisse mit einem bequem transportierbaren Test-Kit

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Kleinste Schrittweite:	0,02
	0,1
	0,5
Koffertyp:	D
Messbereich:	Triple Range
Messbereich (2):	0 - 3,4 mg/L Cl ₂
Messbereich (3):	0 - 10 mg/L Cl ₂
Methode:	Farbscheibe/DPD
Modell:	CN-80
Parameter:	Chlor (Frei und Gesamt)
Plattform:	Color Disc
Standard-Messbereich:	0 - 0.68 mg/L Cl ₂ ; 0 - 3.4 mg/L Cl ₂ ; 0 - 10 mg/L Cl ₂
Test-Kit Modell:	CN-80 ²
Versandgewicht:	2,5