



Be Right™



Farb-Standardlösung, 500 Pt-Co-Einheiten, 16 Stück - 10 mL Voluette-Ampullen

Artikel-Nr.: 141410-EU

Gefahrstoffe

CHF Preis: Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt



Zur Überprüfung der Genauigkeit von Farb-Bestimmungen. 500 Platin-Kobalt-Einheiten. 16 Stück - 10 mL Voluette-Ampullen.

Einfache Genauigkeitsprüfungen

Voluette- und PourRite-Ampullen-Standards sind zur direkten Verwendung bei Genauigkeitsprüfungen mit Standard-Additionen für Hach Verfahren und Photometer-Software vorgesehen. Verwenden Sie die Tensette-Pipette zum Spiking von Standards und zur Prüfung der prozentualen Wiederfindung, um die Leistung des Analysesystems zu bestätigen.

Abfallminimierung

Für jede Genauigkeitsprüfung muss eine neue Standard-Ampulle geöffnet werden. Jede Ampulle enthält genug Standard für ein Standard-Additions-Set.

Zuverlässige Ergebnisse

Die versiegelten Ampullen verhindern versehentliche Kontaminationen oder das Verdunsten von Standardlösungen.

Technische Daten

| | |
|--------------------------|--------------------|
| Beschreibung: | Farb-Standards |
| Konzentration: | 500 Einheiten |
| Parameter: | Color |
| Plattform: | Lösung |
| Volumen / Packungsgröße: | 16 x 10 mL ampules |