



Be Right™



## Silbernitrat-Standardlösung, 0,100 N, 1 L

Artikel-Nr.:

2321953-EU

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Lieferung innerhalb von 2 Wochen



Für die Chlorid-Bestimmung mittels argentometrischer Titration

---

### Technische Daten

Plattform:

Lösung

---

### Erforderliches Zubehör

- Einmal-Schutzhandschuh Größe M vollwertig, Nitril ungepudert, 50 Stück (Item SM743L)