



Test-Kit Nitrat, Modell NI-11

Artikel-Nr.: 146803-EU
CHF Preis: Kontakt
Kein Versanddatum angezeigt

Gefahrstoffe



Als eines der beliebtesten Test-Kits von Hach verwendet es die einfache, kostengünstige Farbscheiben-Methode.

Eines der beliebtesten Test-Kits von Hach

Die Test-Kit-Methode mit Farbscheiben ist einfach, kostengünstig und eine genaue visuelle Methode

Schnelle Ergebnisse mit einem bequem transportierbaren Test-Kit

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	100
Kleinste Schrittweite:	1,0
Koffertyp:	B
Messbereich:	Single Range
Methode:	Farbscheibe/ Cadmiumreduktion
Modell:	NI-11
Parameter:	Stickstoff, Nitrat
Plattform:	Color Disc
Standard-Messbereich:	0 - 40 mg/L NO ₃ -N
Test-Kit Modell:	NI-11**
Versandgewicht:	1