




Härte-Indikatorlösung, 2 mg/L, 500 mL

Artikel-Nr.:

2769149-EU

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt



Für die Verwendung mit dem SP510 Härte-Analysator.

Technische Daten

Konzentration:	2 mg/L
Lagerbedingungen:	Keep containers tightly closed in a dry, cool and well-ventilated place. Protect from moisture.
Messgerät:	SP510
Parameter:	Hardness

Erforderliches Zubehör

- Einmal-Schutzhandschuh Größe M vollwertig, Nitril ungepudert, 50 Stück (Item SM743L)