



Pufferlösungs-Set, farbcodiert, pH 4,01, pH 7,00 und pH 10,01, 500 mL

Artikel-Nr.: 2947600-EU
CHF Preis: Kontakt
Verfügbar

Sparen Sie durch den Kauf von pH-Puffer in der Dreierpackung!

pH-Puffer-Standardlösung für die Kalibrierung von pH-Elektroden. Packung mit 3 farbcodierten pH-Puffern. Der pH-Wert ist $\pm 0,02$ pH-Einheiten. 500 mL Flaschen, pH 4,01, 7,00 und 10,01.

33 % Kostenersparnis im Vergleich zum Kauf von Einzelflaschen

Technische Daten

Beschreibung:	pH-Puffer-Kalibrierreagenz
Farbkodierung?:	Ja
Gebindeeinstellungen:	Flasche
Lagerbedingungen:	10 - 25 °C (vor Licht schützen)
pH Wert(e):	pH-Wert 4,01, 7,00 und 10,01 $\pm 0,02$ bei 25 °C
Rückführbar auf NIST :	Ja
Volumen / Packungsgröße:	3 Pckg. à 500 mL