



Blei Reagenziensatz, 5-150 µg/L Pb, 20 Bestimmungen

Artikel-Nr.:

2375000-EU

Gefahrstoffe

CHF Preis:

Kontakt

Kein Versanddatum angezeigt



Säurelösliches Blei in Trinkwasser wird mit einem Säulenextraktor aufkonzentriert. Anschließend wird das Blei eluiert und colorimetrisch mit einem Indikator bestimmt.

Technische Daten

Anzahl Bestimmungen:	20
Messbereich:	5 - 150 µg/L Pb
Messgerät:	Siehe Methoden/Arbeitsanleitungen für Geräte, die mit diesem Produkt kompatibel sind
Methode:	LeadTrak
Methode (Nummer):	8317
Parameter:	Blei

Erforderliches Zubehör

- Einmal-Schutzhandschuh Größe M vollwertig, Nitril ungepudert, 50 Stück (Item SM743L)